



**Tokuyama Dental**

**Официальный  
дистрибьютор**



**МастерФарм**



**Всегда  
в наличии  
по самой  
низкой цене!**



**Бесплатные  
мастер-  
классы!**



**Тест драйв  
продукции  
Tokuyama  
dental**



**Быстрая  
доставка**



**Специальные  
цены для  
постоянных  
партнеров!**

# СКОРО В ПРОДАЖЕ!

## OMNICHROMA Flow

Жидкий вариант композита со структурным окрашиванием: сам принимает нужный цвет. Один тюбик заменяет всю гамму оттенков.



## Universal Bond II

Новейшая универсальная двухкомпонентная адгезивная система двойного отверждения, которая подойдет для работы стоматологу любой специализации. Адгезив не требует световой полимеризации, что позволяет работать им везде, где невозможно использовать полимеризационную лампу.



# АКЦИЯ!

# -15%

скидка

# 2 545 р

~~2 995 р~~

Для постоянных партнёров действует скидка 9% от 50000 руб.



**ОДНА ЗА ВСЕХ: универсальная эмаль Омнихрома на все клинические случаи по новой цене**

Цена для клиник окончательная, включая НДС

# ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



**ПРИ ПОКУПКЕ**  
**2** жидкотекучих шприцев  
**ESTELITE**  
**UNIVERSAL FLOW**  
**В ПОДАРОК**  
**ESTELITE UNIVERSAL FLOW**



**ПРИ ПОКУПКЕ**  
**2** КОМПЗИТОВ  
**Omnichroma**  
**В ПОДАРОК**  
третий композит  
**Omnichroma**



**2=3**

**ПРИ ПОКУПКЕ**  
**3** шприцев  
**ESTELITE SIGMA QUICK**  
**В ПОДАРОК**  
**1 ШПРИЦ**  
**ESTELITE SIGMA QUICK**



**3=4**

**ПРИ ПОКУПКЕ**  
**4** шприцев  
**ESTELITE ASTERIA**  
**В ПОДАРОК**  
**5 ШПРИЦ**  
**ESTELITE ASTERIA**



**4=5**

## Omnichroma шприц 4,0 г

2545р.



**Omnichroma – реставрационная система из одного шприца!**  
Первый в мире композит, который подходит для зубов любого оттенка от A1 до D4.

Уникальная интеллектуальная хроматическая технология «структурного цвета» Omnichroma, разработанная Tokuyama Dental, позволяет отказаться от предварительного определения оттенка зуба пациента.

При фотополимеризации Omnichroma мгновенно оптически интегрируется с твердыми тканями зуба, приобретает их оттенок.

### ПОКАЗАНИЯ

*Прямые композитные реставрации полостей всех классов*

*Прямые композитные виниры*

*Закрытие диастем и трем*

*Починка композитных и керамических реставраций*

## Omnichroma BLOCKER шприц 4,0 г

2995р.



Omnichroma BLOCKER - дополнительный композитный материал, устраняющий оптическое влияние темноты полости рта и излишнюю прозрачность реставраций при восстановлении обширных сквозных дефектах передних зубов

### ПОКАЗАНИЯ

*Для построения оральной стенки в обширных полостях III, IV классов*

*При восстановлении зубов сниженной прозрачности*

*Маскировки умеренных дисколоритов*

## Estelite Asteria шприц 4,0 г

4351р.



**ОТТЕНКИ**  
A1B, A2B, A3.5B, A3B, A4B, B3B, B1, NE, OcE, TE, WE, YE

Estelite Asteria – супра-нано композит нового поколения для создания эстетических реставраций по упрощенной методике двухслойной реставрации. Благодаря своим инновационным оптическим свойствам оттенки Estelite Asteria прекрасно гармонируют с твердыми тканями зуба. Превосходный «хамелеон» эффект сделает эстетическую реставрацию еще проще и быстрее, позволив сэкономить время врача-стоматолога и пациента.

В линейке 12 оттенков двух степеней опакости: Боди и Эмали.

### ПОКАЗАНИЯ

*Прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность и область контактного пункта.*

*Восстановление зубов прямыми композитными винирами*

*Закрытие диастемы*

## Estelite Color шприц 0,9 г

4759р.



### ОТТЕНКИ

Clear, White, Blue, Yellow, Gray, Ochre, Dark Brown, Red, Lawender, Pink Opaque, High Chroma Opaque, Medium Chroma Opaque, Low Chroma Opaque

Estelite COLOR – текучий, светоотверждаемый материал для придания индивидуального оттенка при прямых и не прямых реставрациях композиционными материалами. Светоотверждаемый краситель наносится между слоями композита толщиной до 0,5 мм для имитации нюансов природной цветовой гаммы зубов. При необходимости различные оттенки Estelite Color можно смешивать в любых пропорциях.

Полимеризация 30 секунд.

В линейке 12 оттенков двух степеней опакости: Боди и Эмали.

Запатентованная супра-нано частица обеспечивает максимальную эластичность и блеск.

### ПОКАЗАНИЯ

*Цветовая имитация индивидуальных особенностей твердых тканей зубов*  
*Маскирование изменения цвета эмали зубов*

## Estelite (Sigma) Quick шприц 3,8 г

3105р.



### ОТТЕНКИ

A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, BW, C1, C2, C3, CE, OA1, OA2, OA3, OPA2, WE

### ОСНОВНЫЕ ОТТЕНКИ –

воспроизводят в целом оптику естественного зуба.

Восстановление глубокого или сквозного дефекта в области шейки и тела зуба производится одним основным оттенком, без перекрытия сверху эмалевыми слоями.

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПАК –

используется для маскировки цветовых изменений и (или) придания дополнительной опакости при реставрации сквозного дефекта зуба.

### ЭМАЛЕВЫЕ ОТТЕНКИ –

используются там, где нужно выделить зоны прозрачности (режущий край зуба, вершины бугров и эмалевых гребней) и для восстановления неглубоких дефектов.

### ПОКАЗАНИЯ

*Прямое восстановление фронтальных и жевательных зубов, включая окклюзионную поверхность и область контактного пункта.*

## Estelite Bulk Fill Flow шприц 3,0 г

3299р.



### ОТТЕНКИ

A1, A2, A3, B1, U

Estelite Bulk Fill Flow – это возможность выполнить реставрацию жевательных зубов в один слой. Толщина слоя может достигать 4-х миллиметров. Высокая наполненность композита гарантирует его прочность, устойчивость к истиранию и низкий процент усадки. Время полимеризации занимает всего 10 секунд. Легкая полируемость и устойчивый блеск гарантированы! Реставрация не требует покрытия эмалевым слоем. 5 боди - оттенков обладают выраженным эффектом хамелеона и имеют оптимальную опакость.

В линейке 12 оттенков двух степеней опакости: Боди и Эмали.

### ПОКАЗАНИЯ

*Прямые реставрации передних и боковых зубов*  
*Создание лайнерных подкладок*  
*Блокирование поднутрений полости перед выполнением непрямого восстановления*  
*Починка керамических/композитных реставраций*

## Estelite Universal Flow High шприц 3,0 г

3299р.



### ОТТЕНКИ

A1, A2, A3, A3,5, OPA2, OPA3, OPA4

Estelite Universal Flow High высокой текучести - это премиальный низкомолекулярный композит, он идеален для выполнения адаптивного слоя с выводом на эмаль и в зоны нагрузки.

Степень текучести Estelite Universal Flow High оптимизирована для создания тонкого слоя и надежного заполнения всех трещин и поднутрений. Уникальное сочетание высокой текучести с тиксотропностью и устойчивостью к свету рабочего светового источника обеспечивает непревзойденное удобство моделирования.

### ПОКАЗАНИЯ

*Создание адаптивного слоя с выводом на эмаль и в зоне нагрузки*

*Туннельная техника реставрации*

*Починка дефектов керамических/композитных реставраций*

*Поверхностная фиксация шинирующих и адгезивных мостовидных конструкций*

*Инвазивная и неинвазивная герметизация фиссур*

## Estelite Universal Flow Medium шприц 3,0 г

3299р.



### ОТТЕНКИ

A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, B3, OPA2, OPA3, OPA4, CE, BW

Материал средней текучести - это премиальный низкомолекулярный композит: высокая прочность, низкий показатель усадки и стираемости, сверхлегкая полируемость и устойчивый блеск реставрации.

Материал обладает очень малой для текучего материала усадкой и высокой прочностью.

Основной реставрационный материал при восстановлении объемных полостей всех классов без ограничения!

### ПОКАЗАНИЯ

*Прямое восстановление передних и боковых зубов*

*Создание лайнерных прокладок*

*Починка керамических/композитных реставраций, восстановление краевого прилегания*

*Герметизация фиссур*

*Устранение трещин и подготовка культи перед выполнением не прямых реставраций*

## Estelite Universal Flow Super Low шприц 3,0 г

3299р.



### ОТТЕНКИ

A1, A2, A3, A3,5, A4, A5

Estelite Universal Flow Super Low сверхнизкой текучести - это премиальный низкомолекулярный композит.

Он обладает оптимальной консистенцией для моделирования бугорков жевательных зубов.

По эстетике и прочности не уступает композитам пастообразной консистенции. Эмалевые оттенки Эстелайт Юниверсал Флоу Супер Лоу обладают выраженным эффектом хамелеона.

### ПОКАЗАНИЯ

*Прямое восстановление передних и боковых зубов*

*Моделирование бугорков жевательных зубов*

*Восстановление керамических/композитных реставраций*

*Создание культи*

## Estelite Posterior шприц 4,2 г

3485р.



ОТТЕНКИ  
PA1, PA2, PA3, PCE

Estelite Posterior по своим прочностным характеристикам превосходит наиболее популярные современные пакуемые материалы, отличаясь при этом удобной пластичной консистенцией и легко адаптируясь к стенкам полости.

Благодаря «эффекту хамелеона», палитра всего из четырех оттенков обеспечит превосходную эстетику реставрации в самых различных клинических ситуациях.

Estelite Posterior будет материалом выбора в случаях, когда требуется выполнить реставрацию, испытывающую повышенную нагрузку.

В линейке 12 оттенков двух степеней упаковки: Боди и Эмали.

Запатентованная супра-нано частица обеспечивает максимальную эластичность и блеск.

### ПОКАЗАНИЯ

*Прямое восстановление объемных полостей жевательных зубов.*

## Palfique Estelite Paste шприц 3,8 г

1752р.



ОТТЕНКИ  
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, Inc, OA2, OA3

Palfique Estelite Paste обладает выраженным блеском, легкой полируемостью и высокой устойчивостью к истиранию.

Высокая степень наполненности Palfique Estelite Paste обеспечивает низкий уровень полимеризационного стресса и хорошие прочностные характеристики для восстановления окклюзионной поверхности боковых зубов и области контактных пунктов. Выраженный "хамелеон-эффект".

### ПОКАЗАНИЯ

*Прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность и область контактного пункта.*

## Набор Palfique Estelite Paste Syringe Intro kit, 6 шприцев 3,8 г

12438р.



Palfique Estelite Paste обладает выраженным блеском, легкой полируемостью и высокой устойчивостью к истиранию.

Высокая степень наполненности Palfique Estelite Paste обеспечивает низкий уровень полимеризационного стресса и хорошие прочностные характеристики для восстановления окклюзионной поверхности боковых зубов и области контактных пунктов. Выраженный "хамелеон-эффект". испытывающую повышенную нагрузку.

В линейке 12 оттенков двух степеней упаковки: Боди и Эмали. Запатентованная супра-нано частица обеспечивает максимальную эластичность и блеск.

### ПОКАЗАНИЯ

*Прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность и область контактного пункта.*

В наборе – 6 шприцев по 3.8 г/2 мл, оттенки: A1, A2, A3, OA2 (2 шт.), OA3, адгезив Токуяама Bond Force II - 1 шт./1 мл, паллета для адгезива 1 шт., микроаппликаторы 25 шт.

## Набор Estelite Color Kit, 13 шприцев 0,9 г

46986р.



В наборе – 13 шприцев с материалом по 0,9 г/0,5 мл, наконечники - 15 шт., колпачки - 15 шт., одноразовые дозировочные планшеты - 5 шт., светозащитный экран - 1 шт

Estelite COLOR – текучий, светоотверждаемый материал для придания индивидуального оттенка при прямых и непрямых реставрациях композиционными материалами. Светоотверждаемый краситель наносится между слоями композита толщиной до 0,5 мм для имитации нюансов природной цветовой гаммы зубов.

При необходимости различные оттенки Estelite Color можно смешивать в любых пропорциях. Полимеризация 30 секунд.

### ПОКАЗАНИЯ

*Цветовая имитация индивидуальных особенностей твердых тканей зубов.*

*Маскирование изменения цвета эмали зубов*

## Набор Estelite Asteria Syringe Essential Kit, 7 шприцев 4,0 г

29532р.



В наборе – 7 шприцев с материалом по 4,0 г/2,1 мл, оттенки: A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, NE, Oсе

Estelite Asteria – супра-нано композит нового поколения для создания эстетических реставраций по упрощенной методике двухслойной реставрации.

Благодаря своим инновационным оптическим свойствам оттенки Estelite Asteria прекрасно гармонируют с твердыми тканями зуба. Превосходный «хамелеон» эффект делает эстетическую реставрацию еще проще и быстрее, позволив сэкономить время врача-стоматолога и пациента.

### ПОКАЗАНИЯ

*Прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность и область контактного пункта.*

*Восстановление зубов прямыми композитными винирами*

*Закрытие диастемы*

*Починка керамических/композитных реставраций*

## Набор Estelite Flow Quick 3 Syringe kit, 3 шприца 3,6 г

8566р.



В наборе – 3 шприца 3,6 г оттенки A2, A3, A3.5, наконечники - 45 шт.

Estelite Flow Quick обладает очень малой для низкомолекулярного материала усадкой. По эстетике и прочности не уступает композитам пастобразной консистенции и может применяться как основной реставрационный материал при восстановлении объемных полостей фронтальных и боковых зубов. Удобная консистенция, оптимальная тиксотропность, легкая моделируемость делает его незаменимым в ситуациях, когда фактор времени особое значение.

### ПОКАЗАНИЯ

*Выполнение адаптивного слоя*

*Восстановление фронтальных и жевательных зубов, создание объемных и нагруженных реставраций*

*Починка композитных реставраций, восстановление краевого прилегания*

*Герметизация фиссур*

*Фиксация назубных шин, создание адгезивных мостовидных протезов*



## Набор Estelite Sigma Quick 3 Syringe kit, 3 шприца 3,8 г

8652р.



**В НАБОРЕ – 3 ШПРИЦА ПО 3.8 Г/2 МЛ  
НАБОРЫ С РАЗНЫМИ ОТТЕНКАМИ:  
ОТТЕНКИ А2, А3, ОА3  
II ОТТЕНКИ ОА1, ОА2, ОА3  
III ОТТЕНКИ А2, ОА2, ОА3**

### ОСНОВНЫЕ ОТТЕНКИ –

воспроизводят в целом оптику естественного зуба. Восстановление глубокого или сквозного дефекта в области шейки и тела зуба производится одним основным оттенком, без перекрытия сверху эмалевыми слоями.

ОА3 (II - ОА1, ОА2, ОА3) (III - ОА2, ОА3)

### ЭМАЛЕВЫЕ ОТТЕНКИ –

используются там, где нужно выделить зоны прозрачности (режущий край зуба, вершины бугров и эмалевых гребней) и для восстановления неглубоких дефектов.

А2, А3. (III - А2)

В линейке 12 оттенков двух степеней opakости: Боди и Эмали.

### ПОКАЗАНИЯ

*Прямое восстановление фронтальных и жевательных зубов, включая окклюзионную поверхность и область контактного пункта.*

## Набор Estelite Sigma Quick Syringe Promo kit, 6 шприцев 3,8 г

18010р.



### ПОКАЗАНИЯ

*Прямое восстановление фронтальных и жевательных зубов, включая окклюзионную поверхность и область контактного пункта.*

### ОСНОВНЫЕ ОТТЕНКИ –

воспроизводят в целом оптику естественного зуба. Восстановление глубокого или сквозного дефекта в области шейки и тела зуба производится одним основным оттенком, без перекрытия сверху эмалевыми слоями.

ОА1, ОА2, ОА3

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПАК –

используется для маскировки цветовых изменений и (или) придания дополнительной opakости при реставрации сквозного дефекта зуба.

ОРА2

### ЭМАЛЕВЫЕ ОТТЕНКИ –

используются там, где нужно выделить зоны прозрачности (режущий край зуба, вершины бугров и эмалевых гребней) и для восстановления неглубоких дефектов.

А2, А3

В наборе – 6 шприцев по 3.8 г/2 мл, оттенки А2, А3, ОА1, ОА2, ОА3, ОРА2

## Набор Estelite Sigma Quick Syringe System kit, 9 шприцев

30969р.



### ПОКАЗАНИЯ

*Прямое восстановление фронтальных и жевательных зубов, включая окклюзионную поверхность и область контактного пункта.*

### ОСНОВНЫЕ ОТТЕНКИ –

ОА3

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПАК –

ОРА2

### ЭМАЛЕВЫЕ ОТТЕНКИ –

А1, А2, А3, А3.5

В наборе – 6 шприцев Estelite Sigma Quick по 3,8 г/2 мл оттенки - А1, А2, А3, А3.5, ОА3, ОРА2 и 3 шприца Estelite Flow Quick по 1,8 г оттенки - А2, А3, ОА3; адгезив Tokuyama Bond Force II - 5 мл, палета для адгезива - 1 шт., палитра цветовая пластиковая - 1 шт., микроапликаторы - 50 шт., наконечники для шприцев - 27 шт.

## BOND FORCE II Refill 5 мл

5537р.



### ПОКАЗАНИЯ

*Для прямой композитной реставрации полостей всех классов кариозного и некариозного происхождения.*

Универсальный однокомпонентный самопротравливающий адгезив VII поколения в 5 мл флаконе с дозатором по 15 мг. Подходит к любым светоотверждаемым композитам.

Хранение при комнатной температуре (0-25°C).

Не теряет своих свойств на палетке в течение 5 мин. (при использовании светозащитной крышки)

Работа без протравливания и без прокладок

Не дает постоперативной чувствительности

Подходит для временных зубов и зубов с незавершенным формированием корней

Высушивание умеренной воздушной струей - 5 сек.

Запатентованная супра-нано частица обеспечивает максимальную эластичность и блеск.

В линейке 12 оттенков двух степеней опакowości: Боди и Эмали.

Запатентованная супра-нано частица обеспечивает максимальную эластичность и блеск.

## BOND FORCE II Pen Kit 2 мл

6699.



### ПОКАЗАНИЯ

*Для прямой композитной реставрации полостей всех классов кариозного и некариозного происхождения.*

Универсальный однокомпонентный самопротравливающий адгезив VII поколения в ручке-дозаторе 2 мл (одна доза – 10,1 мг) с индикатором остатка. Подходит к любым светоотверждаемым композитам.

Хранение при комнатной температуре (0-25°C).

Не теряет своих свойств на палетке в течение 5 мин. (при использовании светозащитной крышки)

Работа без протравливания и без прокладок

Не дает постоперативной чувствительности

Подходит для временных зубов и зубов с незавершенным формированием корней

Высушивание умеренной воздушной струей - 5 сек.

## Набор BOND FORCE II 5 мл

5537р.



### ПОКАЗАНИЯ

*Для прямой композитной реставрации полостей всех классов кариозного и некариозного происхождения.*

Универсальный однокомпонентный самопротравливающий адгезив VII поколения.

Подходит к любым светоотверждаемым композитам.

В наборе – адгезив во флаконе 1 шт./5 мл, паллета для смешивания 1 шт., микроапликаторы 25 шт.

Хранение при комнатной температуре (0-25°C).

Не теряет своих свойств на палетке в течение 5 мин. (при использовании светозащитной крышки)

Работа без протравливания и без прокладок

Не дает постоперативной чувствительности

Подходит для временных зубов и зубов с незавершенным формированием корней

Высушивание умеренной воздушной струей - 5 сек.

В линейке 12 оттенков двух степеней опакowości: Боди и Эмали.

Запатентованная супра-нано частица обеспечивает максимальную эластичность и блеск.

## Набор EE-BOND Intro Kit



В наборе – адгезив во флаконе 1 шт./5 мл, аппликаторы 25 шт., палетка для дозирования 1 шт., протравочный гель Tokuyama Etching Gel HV Syringe в шприце 1 шт./2.5 мл, насадки на шприц 10 шт.

Технология предварительного протравливания эмали обеспечивает превосходное краевое прилегание и позволяет избежать краевого подтекания.

EE-Bond выделяет фтор.

Гарантирует отсутствие постоперационной чувствительности.

### ПОКАЗАНИЯ

*Бондинг светоотверждаемых и двойного отверждения материалов:  
Препарированной/непрепарированной эмали;  
Препарированному/непрепарированному дентину;  
Цементу корня;  
Починка сколов фарфора/композита.*

## Набор ONE-UP BOND F Plus



В наборе – адгезив во флаконе One Up Bond F Plus A 1 шт./5 мл, адгезив во флаконе One Up Bond F Plus B 1 шт./5 мл, палетка для смешивания 1 шт., ручка для аппликаторов 1 шт., аппликаторы одноразовые 50 шт., контейнер для флаконов 1 шт.

Надежная адгезивная система с цветовым контролем всех этапов работы. Светоотверждаемая. Самопротравливающая. С длительным выделением фтора.

Обеспечивает надежную адгезию независимо от толщины бонда

Контроль границ нанесения и эффективности полимеризации за счет включенного в систему розового пигмента.

Не нужно высушивать воздухом. Отсутствие постоперационной чувствительности. После полимеризации становится прозрачным.

### ПОКАЗАНИЯ

*Подходит для всех типов эмали и дентина  
Сочетается с любыми светоотверждаемыми композитными материалами  
Может применяться при лечении временных зубов  
Лечение зубов под наркозом*

## Стеклоиономерный цемент Ionotite F



В наборе - порошок (20 гр) - 1 шт., жидкость (6,4 мл) - 1 шт., аксессуары

Ionotite F - самоадгезивный модифицированный композитными смолами стеклоиономерный цемент для фиксации. Новое поколение гибридных стеклоиономерных цементов для фиксации несъемных ортопедических конструкций на основе металла.

Не требует дополнительного кондиционирования.

Обладает самопротравливающим действием и обеспечивает высокую силу адгезии к эмали, дентину, благородным и неблагородным сплавам.

Простота и удобство в работе, легко замешивается, не требуя разделения меры порошка на 4 части.

Удобное рабочее время (2 мин 20 сек)

Устойчивость к действию влаги

Толщина эффективной цементной пленки составляет 5 микрон

Надежная адгезия достигается уже через 3 минуты после фиксации и сохраняется в течение всего срока жизни реставрации. Активно выделяет фтор

## Набор SHIELD FORCE Plus 3 мл

3918р.



В наборе – флакон 3 мл, микроапликаторы одноразовые - 25 шт, палетка - 1 шт.



Shield Force Plus – инновационный препарат для защиты поврежденных и гиперчувствительных зубов. Обеспечивает мгновенный и стойкий десенситизирующий эффект, сохраняющийся до 1,5 лет.

Shield Force Plus обеспечивает надежную герметизацию дентинных канальцев и создает на поверхности тонкую, но прочную пленку, препятствующую дальнейшему эрозированию и абразии обнаженного дентина.

При использовании вместе с адгезивами IV, V поколений Shield Force Plus наносится перед этапом протравливания.

Перед снятием оттисков для изготовления непрямо реставрации после полимеризации Shield Force тампоном со спиртом снимите с поверхности кислород-ингибированный слой.

### ПОКАЗАНИЯ

*Лечение пришеечной чувствительности  
Снижение абразии и эрозирования обнаженного дентина*

*Устранение постоперационной чувствительности при работе с адгезивами IV и V поколений*

*Повышение показателей адгезии бондов и композитных цементов при прямых и не прямых реставрациях*

*Герметизация препарированных тканей перед снятием оттиска при выполнении не прямой реставрации*

## Набор Rebase II

8206р.



В наборе - порошок Tokuyama Rebase II - 1 шт., жидкость Tokuyama Rebase II - 1 шт., адгезив Tokuyama Rebase II - 1 шт., колпачок мерный - 1шт., пипетка - 1 шт., колпачок резиновый - 1 шт., шпатель - 1 шт., колпачок пластиковый для адгезива - 2 шт., кисть для адгезива - 2 шт., порошок Resin Hardener II - 1 шт., ложка - 1 шт.

Токуяма Rebase II предназначен для изменения рельефа протезного ложа всех типов съёмных акриловых протезов. Подходит как для интраорального, так и для лабораторного применения.

Не вызывает химического или термического раздражения слизистой оболочки в ходе полимеризации акриловой массы в полости рта, отсутствует резкий запах.

Материал легко замешивается до удобной полутекучей консистенции за счет очень мелкой дисперсности порошка. Обладает удобным временем работы.

В состав набора входит порошок Resin Hardener II, применение которого обеспечивает полную полимеризацию материала, гарантирует низкий уровень остаточных мономеров и легкую полируемость.

Прочность сцепления с базисом позволяет произвести при необходимости починку протеза.

Внутриротовая методика позволит восстановить адаптацию съёмного протеза всего за одно посещение и займет около 10 минут. Перебазировка в условиях лаборатории потребует не более получаса.

### ПОКАЗАНИЯ

*Восстановление прилегания любых типов съёмных акриловых протезов при быстропрогрессирующей атрофии альвеолярной части челюсти*

*Коррекция имедиат-протезов*

*Уточнение границ и рельефа протезного ложа  
Починка протеза при сопоставимости протеза*

## Набор Sofreliner S

14845р.



В наборе – материал Sofreliner S в двойном картридже с силиконовыми пастами (база 27г + катализатор 27г) - 1 шт., наконечники для автоматического замешивания - 10 шт., праймер (флакон 10 мл), аксессуары (включая головки для контурирования и полирования).

Sofreliner S (Super Soft) – мягкий силиконовый материал для внутриротовой и лабораторной перебазировки съемных протезов.

Работа с Sofreliner S позволяет серьезно сэкономить время врача, техника и пациента. Перебазировка прямым методом займет около 10 минут, при лабораторном методе 30 минут.

Подкладка из Sofreliner S прослужит пациенту в течение 1 года, не отслаиваясь со временем, не изменяясь в цвете. Без неприятного запаха и образования бактериального налета.

### ПОКАЗАНИЯ

*Боли при ношении съемных протезов, вызванные экзостозами или атрофией слизистой оболочки в области протезного ложа*

*Слабая ретенция съемных протезов вследствие чрезмерной атрофии альвеолярного отростка*  
*Глубокие поднутрения альвеолярных отростков*  
*Сокращение периода адаптации пациента к съемному протезу*

*Изготовление имедиат-протезов*

*Лечение с использованием имплантатов*

## Набор Sofreliner Tough M

14845р.



В наборе – материал Sofreliner M в двойном картридже с силиконовыми пастами (база 27 г + катализатор 27 г) - 1 шт., наконечники для автоматического замешивания - 10 шт., праймер (флакон 10 мл), аксессуары (включая головки для контурирования и полирования).

Sofreliner Tough M (Medium) – мягкий силиконовый материал для внутриротовой и лабораторной перебазировки съемных протезов.

Работа с Sofreliner Tough M позволяет серьезно сэкономить время врача, техника и пациента. Перебазировка прямым методом займет около 10 минут, при лабораторном методе 30 минут.

Подкладка из Sofreliner Tough M прослужит пациенту до трех лет при оптимальном уходе. Не отслаивается, не твердеет со временем, не меняет цвет.

Без неприятного запаха и образования бактериального налета.

### ПОКАЗАНИЯ

*Боли при ношении съемных протезов, вызванные экзостозами или атрофией слизистой оболочки в области протезного ложа*

*Слабая ретенция съемных протезов вследствие чрезмерной атрофии альвеолярного отростка*  
*Глубокие поднутрения альвеолярных отростков*  
*Сокращение периода адаптации пациента к съемному протезу*

*Изготовление имедиат-протезов*

*Лечение с использованием имплантатов*

# СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на продукцию TOKUYAMA DENTAL

Для постоянных партнёров  
действует скидка 9% от 50000 руб.

Артикул	Номенклатура	ЦЕНА руб
	<b>НОВИНКА!</b>	
15313	Юниверсал Бонд II (2-х комп. универс. адгезивная система)	9 990 Р
	<b>ОРТОПЕДИЯ</b>	
18101	Ионотайт Ф(стеклоиономерный цемент)	5 489 Р
20506	Набор "Ребейз" II (FLP) для перебазировки	8 206 Р
23301	Набор "Софрелайнер" S мягкий для перебазировки съёмн	14 845 Р
23351	Набор "Софрелайнер" M средний для перебазировки	14 845 Р
	<b>ТЕРАПИЯ</b>	
	<b>Адгезивы</b>	
14114	EE-BOND набор	5 273 Р
14701	Адгезив "Уан Ап Бонд-Ф Плюс" наб.5 мл+5 мл	12 307 Р
14971	Бонд Форс II Pen Kit	6 699 Р
14906	Бонд Форс II набор	5 537 Р
14926	Бонд Форс II Рефил	5 537 Р
15112	Шилд Форс набор	3 918 Р
	<b>Омнихрома</b>	
10125	ОМНИХРОМА БЛОКЕР унидоза 0,2 г - 20 шт (Токуяма, Япония)	2 995 Р
10124	ОМНИХРОМА унидоза 0,2 г - 20 шт (Токуяма, Япония)	2 545 Р
	<b>Эстелайт Астериа</b>	
10933	Астериа набор 7 шприц (Токуяма, Япония)	29 532 Р
10996	Астериа шкала оттенков (Токуяма, Япония)	4 221 Р
	<b>Эстелайт Астериа шприцы</b>	
10981	Астериа шприц A1B 4,0 г (Токуяма, Япония)	4 351 Р
10982	Астериа шприц A2B 4,0 г (Токуяма, Япония)	4 351 Р
10984	Астериа шприц A3.5B 4,0 г (Токуяма, Япония)	4 351 Р
10983	Астериа шприц A3B 4,0 г (Токуяма, Япония)	4 351 Р
10985	Астериа шприц A4B 4,0 г (Токуяма, Япония)	4 351 Р
10986	Астериа шприц B3B 4,0 г (Токуяма, Япония)	4 351 Р
10987	Астериа шприц BL 4,0 г (Токуяма, Япония)	4 351 Р
10988	Астериа шприц NE 4,0 г (Токуяма, Япония)	4 351 Р
10992	Астериа шприц OcE 4,0 г (Токуяма, Япония)	4 351 Р
10991	Астериа шприц TE 4,0 г (Токуяма, Япония)	4 351 Р
10989	Астериа шприц WE 4,0 г (Токуяма, Япония)	4 351 Р
10990	Астериа шприц YE 4,0 г (Токуяма, Япония)	4 351 Р
	<b>Эстелайт Колор</b>	
10762	Кисти для моделирования, набор (Токуяма, Япония)	4 521 Р
10833	Колор набор 13 шприц, 0,9 г (Токуяма, Япония)	46 986 Р
10883	Колор шприц Blue 0,9 г (Токуяма, Япония)	4 759 Р
10881	Колор шприц Clear 0,9 г (Токуяма, Япония)	4 759 Р

10887	Колор шприц Dark Brown 0,9 г (Токуяма, Япония)	4 759 Р
10885	Колор шприц Gray 0,9 г (Токуяма, Япония)	4 759 Р
10891	Колор шприц High Chroma Оpaque 0,9 г (Токуяма, Япония)	4 759 Р
10889	Колор шприц Lawender 0,9 г (Токуяма, Япония)	4 759 Р
10893	Колор шприц Low Chroma Оpaque 0,9 г (Токуяма, Япония)	4 759 Р
10892	Колор шприц Medium Chroma Оpaque 0,9 г (Токуяма, Япония)	4 759 Р
10886	Колор шприц Ochre 0,9 г (Токуяма, Япония)	4 759 Р
10890	Колор шприц Pink Оpaque 0,9 г (Токуяма, Япония)	4 759 Р
10888	Колор шприц Red 0,9 г (Токуяма, Япония)	4 759 Р
10882	Колор шприц White 0,9 г (Токуяма, Япония)	4 759 Р
10884	Колор шприц Yellow 0,9 г (Токуяма, Япония)	4 759 Р
<b>Эстелайт Палфик</b>		
11310	Палфик А1 3,8 г (Токуяма, Япония)	1 752 Р
11311	Палфик А2 3,8 г (Токуяма, Япония)	1 752 Р
11312	Палфик А3 3,8 г (Токуяма, Япония)	1 752 Р
11313	Палфик А3,5 3,8 г (Токуяма, Япония)	1 752 Р
11314	Палфик В2 3,8 г (Токуяма, Япония)	1 752 Р
11318	Палфик С2 3,8 г (Токуяма, Япония)	1 752 Р
11320	Палфик Inc. 3,8 г (Токуяма, Япония)	1 752 Р
11322	Палфик ОА2 3,8 г (Токуяма, Япония)	1 752 Р
11324	Палфик ОА3 3,8 г (Токуяма, Япония)	1 752 Р
11300	ПАЛФИК набор II 6 шприцев 3,8 г (Токуяма, Япония)	12 438 Р
<b>Эстелайт Постериор</b>		
12911	Постериор РА1 4,2 г (Токуяма, Япония)	3 485 Р
12912	Постериор РА2 4,2 г (Токуяма, Япония)	3 485 Р
12913	Постериор РА3 4,2 г (Токуяма, Япония)	3 485 Р
12914	Постериор РСЕ 4,2 г (Токуяма, Япония)	3 485 Р
<b>Эстелайт Сигма Квик</b>		
13101	Сигма Квик набор 3 шприц 3,8 г (Токуяма, Япония)	8 652 Р
13100	Сигма Квик набор II 3 шприца 3,8 г (Токуяма, Япония)	8 652 Р
13099	Сигма Квик набор III 3 шприца 3,8 г (Токуяма, Япония)	8 652 Р
13201	Сигма Квик набор II 9 шприцев (Токуяма, Япония)	30 969 Р
13102	Сигма Квик Промо набор 6 шприц 3,8 г (Токуяма, Япония)	18 010 Р
13110	Сигма Квик шприц А1 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13171	Сигма Квик шприц А2 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13112	Сигма Квик шприц А3 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13113	Сигма Квик шприц А3,5 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13114	Сигма Квик шприц А4 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13115	Сигма Квик шприц А5 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13116	Сигма Квик шприц В1 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13117	Сигма Квик шприц В2 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13118	Сигма Квик шприц В3 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13119	Сигма Квик шприц В4 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13128	Сигма Квик шприц ВW 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13120	Сигма Квик шприц С1 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13121	Сигма Квик шприц С2 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13122	Сигма Квик шприц С3 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р

13127	Сигма Квик шприц СЕ (Inc.) 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13123	Сигма Квик шприц ОА1 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13124	Сигма Квик шприц ОА2 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13125	Сигма Квик шприц ОА3 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13126	Сигма Квик шприц ОРА2 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
13129	Сигма Квик шприц WE 3,8 г (Токуяма, Япония)	3 105 Р
<b>Эстелайт Флоу Квик 3,6р</b>		
12101	Флоу Квик набор 3 шприц. 3,6г (Токуяма, Япония)	8 566 Р
<b>Эстелайт Балк Филл Флоу</b>		
12712	Балк Филл Флоу А1 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
12713	Балк Филл Флоу А2 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
12714	Балк Филл Флоу А3 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
12711	Балк Филл Флоу В1 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
12710	Балк Филл Флоу U 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
<b>Эстелайт Универал Флоу</b>		
13850	Юниверсал Флоу ВЫСОК. А1 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13851	Юниверсал Флоу ВЫСОК. А2 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13852	Юниверсал Флоу ВЫСОК. А3 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13853	Юниверсал Флоу ВЫСОК. А3.5 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13854	Юниверсал Флоу ВЫСОК. ОРА2 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13855	Юниверсал Флоу ВЫСОК. ОРА3 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13856	Юниверсал Флоу ВЫСОК. ОРА4 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13869	Юниверсал Флоу сверхНИЗК. А1 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13870	Юниверсал Флоу сверхНИЗК. А2 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13871	Юниверсал Флоу сверхНИЗК. А3 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13872	Юниверсал Флоу сверхНИЗК. А3.5 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13873	Юниверсал Флоу сверхНИЗК. А4 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13874	Юниверсал Флоу сверхНИЗК. А5 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13857	Юниверсал Флоу СРЕДН. А1 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13858	Юниверсал Флоу СРЕДН. А2 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13859	Юниверсал Флоу СРЕДН. А3 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13860	Юниверсал Флоу СРЕДН. А3.5 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13861	Юниверсал Флоу СРЕДН. А4 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13862	Юниверсал Флоу СРЕДН. А5 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13863	Юниверсал Флоу СРЕДН. В3 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13868	Юниверсал Флоу СРЕДН. ВW 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13867	Юниверсал Флоу СРЕДН. СЕ 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13864	Юниверсал Флоу СРЕДН. ОРА2 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13865	Юниверсал Флоу СРЕДН. ОРА3 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
13866	Юниверсал Флоу СРЕДН. ОРА4 3.0 г (Токуяма, Япония)	3 299 Р
<b>Стойка под 20 шприцев для композитов Tokuyama Dental</b>		
		1 250,00 Р

Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/3, тел./факс: +7 (343) 287-50-50

Екатеринбург, ул. Чкалова 124; тел./факс: +7 (343) 200-90-55

Челябинск, Проспект Победы, 186, тел.: +7 (351) 225-65-85

Тюмень, ул. Самарцева, 3, тел.: +7 (3452) 60-88-14

e-mail: masterfarm1@mail.ru

www.masterfarm1.ru