

Ionotite F

Самоадгезивный модифицированный композитными смолами стеклоиономерный цемент для фиксации несъемных ортопедических конструкций на основе металла.

- Не требует дополнительного кондиционирования
- Обладает самопротравливающим действием и обеспечивает высокую силу адгезии к эмали, дентину, благородным и неблагородным сплавам
- Прост и удобен в работе, легко замешивается
- Рабочее время 2 минуты 20 секунд
- Устойчивость к действию влаги
- Толщина эффективной цементной пленки всего 5 микрон
- Надежная адгезия достигается уже через 3 минуты после фиксации и сохраняется в течение срока жизни реставрации
- Активно выделяет фтор

В наборе: порошок 20 г., жидкость 6,4 мл., аксессуары



Sofreliner Tough M и Sofreliner S

Мягкие силиконовые материалы для внутриротовой и лабораторной перебазировки съемных протезов.

- Боли при ношении съемных протезов, вызванные экзостозами или атрофией слизистой оболочки в области протезного ложа
- Слабая ретенция съемных протезов вследствие чрезмерной атрофии альвеолярного отростка
- Глубокие поднутрения альвеолярных отростков
- Сокращение периода адаптации пациента к съемному протезу
- Для перебазировки имediat-протезов
- Прокладка из Sofreliner Tough M прослужит пациенту до трех лет при оптимальном уходе. Прокладка из Sofreliner S прослужит пациенту в течении 1 года
- Лечение с использованием имплантантов
- Sofreliner S (Super Soft) применяется для устранения глубоких поднутрений альвеолярных отростков

В наборах - двойной картридж (база 27 г. + катализатор 27 г., аксессуары, головки для контурирования и полирования)



Rebase II

Материал для перебазировки съемных зубных протезов.

- Перебазировка любых типов съемных акриловых протезов при быстропрогрессирующей атрофии альвеолярной части челюсти
- Коррекция имediat-протезов
- Уточнение границ и рельефа протезного ложа
- Интраоральная перебазировка всего за 10 минут
- Не имеет резкого запаха
- Не содержит прекурсоров
- Не вызывает химических и термических раздражений слизистой оболочки
- Починка съёмных протезов при сопоставимости отломков

В наборе - порошок 80 гр., жидкость 50 мл., адгезив 15 мл., порошок Tokuyama Resin Hardener II 48 гр., аксессуары



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ



OMNICHROMA:

- Универсальная эмаль, не требует точного определения цвета до лечения, можно комбинировать с любыми композитами.
- Не содержит красителей и полностью подстраивается под тон окружающих тканей/ подлежащего пломбировочного материала.
- При пломбировании мелких полостей подстраивается под изменившийся оттенок зуба после проведенной процедуры отбеливания.
- Вместо Bis-GMA содержит UDMA- максимально биосовместимый материал, подходит для детского приема.
- Время полимеризации 20 секунд.

Оттенки:

Единственный уникальный оттенок, подходит для зубов любых оттенков от А1 до D4.



OMNICHROMA BLOCKER:

- Универсальный opak, сочетается со всеми композитами.
- Помогает добиться необходимой opakовости тела зуба.
- Устраняет излишнюю прозрачность при реставрации сквозных дефектов фронтальной группы зубов, полностью блокируя серый спектр при толщине слоя от 0,5 мм.
- Отлично маскирует дисколориты и элементы металлических конструкций (идеален при закрытии шахт имплантов).
- Время полимеризации 20 секунд.

Оттенки:

Единственный уникальный оттенок, близкий к А2.



Estelite Posterior:

- Композит повышенной прочности с самым высоким содержанием уникального запатентованного неорганического наполнителя (84%).
- Предназначен для реставрации боковой группы зубов.
- Идеально зарекомендовал себя при работе с пациентами с парафункцией жевательных мышц, бруксизмом, патологией прикуса.
- 10 секундная радикально-усиленная фотополимеризация.

Оттенки:

PA1, PA2, PA3, PCE.



Estelite Asteria:

- Авторский композит для создания высокоэстетичных реставраций по упрощенной 2-этапной методике.
- Даже с помощью одного оттенка можно получить высокоэстетичные реставрации при восстановлении неглубоких полостей.
- Высокие прочностные и эстетические характеристики позволяют использовать материал при реставрации всех классов по Блеку.
- 10 секундная радикально-усиленная фотополимеризация.

Оттенки:

A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B3B, BL, NE, OcE, TE, WE, YE

Доступен в наборе: Estelite ASTERIA SYRINGE ESSENTIAL KIT – 7 шприцев с материалом по 4,0 г./2,1 мл.,

оттенки: A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, NE, OcE.



Estelite Sigma Quick:

Лучший универсальный реставрационный композит в рейтинге Dental Advisor с 2009 г. по 2021 г.

- Супра-наноупаколенный универсальный композит с высоким содержанием неорганического наполнителя (72%).
- Выраженный хамелеон эффект позволяет одному оттенку А3 заменить 8 других оттенков шкалы Vita.
- Имеет широкую палитру оттенков и opakовости для создания уникальных эстетических реставраций всех групп зубов.
- 10 секундная радикально-усиленная фотополимеризация.

Оттенки:

A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, BW, C1, C2, C3, CE, OA1, OA2, OA3, OPA2, WE.

В наборах:

- Estelite Sigma Quick 3 Syringe kit – оттенки А2, А3, ОА3 - шприцы по 3,8 г. (2 мл.)
- Estelite Sigma Quick 3 Syringe kit II – оттенки ОА1, ОА2, ОА3 - шприцы по 3,8 г. (2 мл.)
- Estelite Sigma Quick 3 Syringe kit III – оттенки А2, ОА2, ОА3 - шприцы по 3,8 г. (2 мл.)
- Estelite Sigma Quick Syringe Promo kit – А2, А3, ОА1, ОА2, ОА3, ОРА2 - шприцы по 3,8 г. (2 мл.)
- Estelite Sigma Quick Syringe System kit – оттенки Estelite Sigma Quick - А1, А2, А3, А3.5, ОА3, ОРА2 - шприцы по 3,8 г. (2 мл.)
- Оттенки Estelite Flow Quick - А2, А3, ОА3 - шприцы по 1,8 г.
- Адгезив Tokuyama Bond Force - 5 мл., палета для адгезива - 1 шт., палитра цветовая пластиковая - 1 шт., микроапликаторы - 50 шт., наконечники для шприцев - 27 шт.



Estelite Universal Flow:

- Уникальная линейка низкомодульных композитов 3 степеней вязкости: High, Medium, Super Low.
- Благодаря повышенной текучести Estelite Universal Flow High идеален в качестве адаптивного слоя, устранения поднутрений полости перед выполнением не прямых реставраций.
- Время полимеризации 10 секунд.

Оттенки Universal Flow High:

A1, A2, A3, A3,5, OPA2, OPA3, OPA4.

- Estelite Universal Flow Medium, Low могут быть использованы не только как адаптивный слой, но и как самостоятельный композит при выполнении Flow реставрации.
- Обладают высокой прочностью, низким уровнем износа и истирания зубов-антагонистов, что обеспечивает долговечность реставрации.
- Низкая полимеризационная усадка- 2,3%.

Оттенки Universal Flow Medium:

A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, B3, OPA2, OPA3, OPA4, CE, BW.

Оттенки Universal Flow Super Low:

A1, A2, A3, A3,5, A4, A5.



Estelite Bulk Fill Flow:

- Низкомодульный материал для объемного пломбирования (слой до 4 мм).
- Великолепная самоадаптация.
- Низкая полимеризационная усадка- 2,1%.
- Высокие прочностные показатели позволяют использовать в качестве самостоятельного композита на жевательных зубах.
- Идеально подходит для адаптивного слоя и для быстрой работы на детском приеме.
- Время полимеризации 10 секунд на слой 4 мм.

Оттенки:

A1, A2, A3, B1, U.



Estelite Color:

- Имитация индивидуальных особенностей твердых тканей зубов.
- Маскировка дисколоритов.

Оттенки:

Clear, White, Blue, Yellow, Gray, Ochre, Dark Brown, Red, Lavender, Pink Opaque, High Chroma Opaque, Medium Chroma Opaque, Low Chroma Opaque.



Palfique Estelite Paste:

- Универсальный светоотверждаемый супра-нано композит.
- Высокая степень наполненности (82%) обеспечивает низкий уровень полимеризационного стресса и хорошие прочные характеристики для восстановления окклюзионной поверхности боковых зубов и области контактных пунктов.
- Время полимеризации 30 секунд.

Оттенки:

A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, Inc, OA2, OA3.

Palfique Estelite Paste Syringe Intro kit- 6 шприцев по 3,8 г./2 мл., Оттенки: А1, А2, А3, ОА2 (2 шт.), ОА3, адгезив Tokuyama Bond Force II - 1 шт./1 мл., палета для адгезива 1 шт., микроапликаторы 25 шт.



Bond Force II:

- Однокомпонентный самопротравливающий адгезив VII поколения для прямых реставраций.
- В основе адгезива - уникальный 3D-SR мономер: надежная фиксация реставрации и устранение (предупреждение) постоперационной чувствительности.
- Способствует формированию кислотоустойчивого "Супер-дентина"- профилактика рецидива кариеса.
- Выполнение адгезивного протокола за 25 секунд.
- Показания:** бондинг светоотверждаемых и двойного отверждения композиционных материалов к:
 - препарированной/непрепарированной эмали,
 - препарированному/непрепарированному дентину,
 - сколу фарфора/композиционного материала (при починке).



Shield Force Plus:

- Лечение гиперчувствительности дентина.
- Уменьшение стирания и эрозии оголенного дентина пришеечной части зуба.
- Частичное снятие симптомов и/или предотвращение повышенной чувствительности зубов после препарирования для прямой и не прямой реставрации.

АКСЕССУАРЫ



Кисти стоматологические для реставраций:

набор (Токуяма, Япония)

Ворсовые кисти идеально подходят для нанесения композитов, красителей и моделирования поверхности.

Рабочая часть разной толщины.

Материал ворса - нейлон.

В наборе - кисти двусторонние (Brush №24) 5 шт., также продаются по 1 шт.

Стойка для композитов Tokuyama Dental:

Органайзер для удобного размещения необходимых врачу материалов на рабочем столе. Вмещает 20 шприцев. Размеры 220x100x120/70 мм.



Все композиты Tokuyama Dental содержат уникальный сферический наполнитель, который определяет такие общие их характеристики, как:

- высокая эстетика, хамелеон эффект
- чрезвычайно быстрая и легкая полируемость до «сухого блеска»
- не требуется дополирования через полгода-год
- низкая полимеризационная усадка и высокие прочностные характеристики
- особая пластичность материала